# ST7000 intelli

Bomba de Infusão de Seringa





# ST7000 intelli

Bombas de seringa que permitem **alta precisão** e **segurança** na administração de infusões

- De acordo com ABNT NBR IEC 60601-1\*, ABNT NBR IEC 60601-2-24\*\*
   e demais normas aplicáveis conforme Instrução Normativa ANVISA
- Opções com WiFi

# **Novos modelos**Diferentes demandas



# PCA

# Analgesia controlada pelo paciente

Parametrizada com os principais medicamentos utilizados para **controle efetivo de dor aguda** 

Inovadora com 7 protocolos



# **TCI**

## Infusão alvo controlada

**5 diferentes** anestésicos e sedativos em um sistema completo com **15 opções de protocolos** 

7 novos incluindo Eleveld e New Cortinez



# intelli

# Modo DERS

**Prevenção dos erros** de medicação através de uma:

**Biblioteca inteligente** de drogas



# **SamINTELLI®**

## Software

Ferramenta intuitiva que permite à instituição criar, customizar e gerenciar
Biblioteca inteligente de drogas







# APRESENTAÇÕES

MODELO	DESCRIÇÃO
PB009071	Bomba de Infusão de Seringa ST7000
PB008071	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S
PB009081	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 intelli
PB008081	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S intelli
PB009121	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 intelli WiFi
PB008131	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S intelli WiFi
PB009091	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 TCI intelli WiFi
PB008091	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S TCI intelli WiFi
PB009201	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 PCA intelli WiFi
PB008121	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S PCA intelli WiFi

Modelos "S": equipamentos para uso com dispositivos de infusão dedicados

# Versatilidade

Diferentes terapias no mesmo equipamento



Menu exclusivo para a área de Engenharia Clínica com a possibilidade de configurar padrões específicos na bomba de infusão



Interconexão de até 10 bombas





Novas taxas de vazão e de bolus vazão até 1.500 mL/h e bolus até 1.800 mL/h

Novos modos de programação: DERS, PCA, Vazão, Sequencial, Bolus Intermitente e Rampa





# Dispositivos de infusão







# Serisam®

Seringas para uso em bombas de infusão. Disponíveis nos volumes 10 mL, 20 mL e 60 mL\*



# **Extenset®**

Extensores para uso em conjunto com seringas, equipos ou agulhas



# **Tampas Oclusoras**

Tampas de proteção adaptáveis a conectores luer lock e ENFit™



Tampa oclusora Luer macho/fêmea



Tampa oclusora ENFit™ fêmea



Tampa oclusora ENFit™ macho



### www.samtronic.com.br

contato.sp@samtronic.com.br



Acesse o canal do YouTube da Samtronic

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP Fone: +55 11 2244-7750

### **UNIDADE FABRIL:**

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP Fone: +55 11 2490-1910

### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP Fone: +55 11 2244-7835

### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



「子」samtronicbrasil



samtronicbrasil



samtronicbrasil

ENFit™ é uma marca registrada da Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA)

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa ST7000: 10188530070

Anvisa Serisam®: 10188530065 / 10188530082 / 10188530068 Anvisa Extenset®: 10188530054 / 10188530055 / 10188530056 10188539002 / 10188539003 / 10188539004

Anvisa Tampa Oclusora: 10188530079